

Experimenta el color


Pylori-Strip

Prueba rápida para el diagnóstico *in vitro* de *Helicobacter pylori* en heces fecales

- Fácil de usar
- Fácil de leer
- Específica
- Sensible
- Confiable
- Formato rápido (10')



Procedimiento rápido, preciso y económico!



Desempeño comparado con ELISA (n=93)

Especificidad	97,1% (33/34)
Sensibilidad	96,6% (57/59)
PPV	98,3% (57/58)
NPV	94,3% (33/35)
Precisión	96,8% (90/93)



Sofilab SA de CV
55 66 51 96
www.sofilab.com